



KURZANLEITUNG Studio-Link

Bitte den zugesendeten **Link öffnen**.

Dann erscheint **dieses Fenster**.



Hier bitte im linken Feld Ihren **Namen** eingeben und **[Next]** drücken.



Bitte ein eigenes Headset auswählen. Bitte das beste verfügbare benutzen.

Danach bitte den Echo-Test durchführen und **[Start Echo Test]** drücken. (Hier wird geprüft, ob die Signale versendet werden).

The screenshot shows the 'myStudioLink QuickWeb' interface. At the top, it says 'Du wurdest zu einem Remote Call eingeladen von: herrkochhatrecht@studio.link'. The interface is divided into three main sections:

- Left Section:** Features an '@' icon, the name 'quick-gast1', and a green 'ONLINE' status bar.
- Middle Section:** Titled 'Wähle dein Headset', it includes a headset icon, a 'Microphone' dropdown menu currently set to 'System Input (RØDE Connect)', and a 'Start Echo Test' button.
- Right Section:** Features a telephone handset icon, the text 'Drücke Call, wenn du bereit bist', and a 'Call' button.

At the bottom of the interface, there are two circular buttons: a green one with a microphone icon and a grey one with the text 'RECORD'.

Wenn der Echotest ergibt, dass man die eigene Stimme hört, dann ist alles ok. Jetzt bitte auf **[CALL]** drücken und somit mich über das Internet anrufen. Ansonsten bitte den Echo-Test wiederholen.

Falls es nicht klappt. Bitte anrufen Hilfe kommt.